



Medical Skin Care Equipments(ver.2019)

Since our foundation in 1993 as the challenging professional esthetic business company In Korea, COSMO C&T has grown tremendously for the last 15 years thanks to our valuable customers with high trust. Today COSMO C&T is a leading esthetic business company in Korea. COSMO C&T is in the 'customer-driven' in the belief that our purpose is to increase customer satisfaction. In addition, COSMO C&T is striving to maintain a market leadership by supplying safe and effective products to customers. We pledge to grow in stature as a company most trusted by customers.

기술 보유 현황

- R.F.(모노폴라, 바이폴라, 트리폴라) 시스템
- 초음파(1Mhz, 3Mhz, 38Khz, 28Khz)
- 스킨스크러버(28,000Hz)
- 저주파, 중주파, 간섭파 시스템
- 다이오드레이저, LED 시스템
- 이온토포레시스
- 석션, 디지털 감압 시스템
- 일렉트로포레이션, 크라이오 시스템
- 크리스탈, 다이아몬드, 워터젯 필링
- 냉동/온열 시스템
- 프락셔널 R.F. 시스템
- 마이크로 니들 R.F.
- 개인용 스킨케어 시스템

Possession of Techniques

- R.F.(Mono, Bi, Tri Polar)
- Ultra Sound (1Mhz, 3Mhz)
- Ultrasound Cavitation(28Khz, 40Khz)
- Mid/low Frequency, Sine Wave
- Diode Laser, Helume Laser, Ipl
- Suction, Digital Vacuum Suction System
- Iontophoresis, Cryo System
- Eletrophoration, Cryo Iontophoresis
- Crystal, Diamond, Water-jet Peeling System
- Fractional R.F. System
- Micro needle R.F. System
- Personal Skin Care Device



CONTENTS



-고주파 시스템
-Radio Frequency System
-울트라사운드 캐비테이션
-Ultrasound Cavitation System



-바디 컨투어링 시스템
-Body Contouring System



-메디칼 스킨케어 시스템
-Medical SkinCare System




-스페셜 스킨케어 시스템
-Special Face Care System



-미니시리즈
-Mini Series



-개인용 스킨케어 장비
Personal Skin Care Device



Radio Frequency System

고주파 시스템



R.F시스템은 심부열을 발생시켜 혈류량을 증가하게 하는 안전하고도 효과적인 관리 시스템이며, 비만 클리닉, 스킨 클리닉, 두피 클리닉, 통증 클리닉 등에서 주요 치료 장비로 이용할 수 있다.

R.F system which increases the blood flow on account of diathermy treatment is safe and effective. As a result, it can be used as important treatment equipment at an obesity, skin, scalp and pain clinic. R.F system is pleasing, stimulating and invigorating to the entire treatment system- FROM TOP TO TOE.

- 셀루트론 멀티(멀티타입)
- 더마7(보급형)
- CELLUTRON MULTI(MULTI TYPE)
- THERMA7(NORMAL TYPE)

Ultrasound Cavitation System

고출력 초음파 시스템



캐비테이션 버블의 충격파로 세포막이 파괴되는 동시에 지방세포 분해의 이중 효과로 바디관리 및 부분 비만관리에 최고의 역할을 해준다.

Ultra Sound Cavitation brings up the best effectiveness for Body contouring & slimming by breaking down adipocyte's cell membranes and dissolution of cellulite.

- 에코셀(28Khz)
- 에코셀II(28Khz, 38Khz, 중주파, 온열)
- ECHOCELL(28Khz)
- ECHOCELL II (28Khz, 38Khz, MIDDLE FREQUENCY, HEATING)

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
470*420*1030	30	300	220/110	50~60

The Cellular Massage of Diathermy treatment makes difference

- 멀티 시스템으로 손쉬운 트리트먼트
- 4개의 패치 타입의 고주파 멀티 도자
- 최대 60분 자동 프로그램
- 멀티 패드를 이용한 바다관리 시간 절약
- Two-LCD 채용으로 넓은 시각효과
- 다양한 약세사리 구성
- Easy treatment with Multi automatic systems
- 4 patch probes with three electrodes
- Maximum 60min auto treatment program
- Save treatment times by using multi pads.
- Two LCD for convenience



THERMA7 더마 7

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
430*400*900	25	300	220/110	50~60

Economical & Compact in R.F system

- Face(0.5Mhz)/Body(0.3Mhz) 분리사용
- 스파크의 위험 최소화
- 견고한 케이스 구성으로 고장 최소화
- 다양한 약세사리 구성
- 노멀타입으로 현실적인 가격실현
- Economic model with simple & normal operation
- Available separate treatment with Face(0.5Mhz)/Body(0.3Mhz)
- Safe treatment of No danger of Spark
- Less troubles with solid & strong case design
- Economic model with simple & normal operation



Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(Khz)
450*500*1000	25	100	110/220	50~60

Non invasive body contouring system

- 28Khz 고출력 초음파로 지방분해 및 셀룰라이트 감소효과 극대화
- 안정적이고 다양한 출력 조절로 부위별 관리 용이화
- 6.0인치 LCD & 포터블 사이즈
- 편리한 유저 인터페이스
- 강력하고 잡기 편한 핸드피스 장착



- Maximum adipocyte dissolution & Cellulite reduction by 28khz low frequency Ultrasound
- Easy seizable & convenient hand probe
- User friendly interface & simple design
- CD LCompact size& 1.0 Inch
- Convenience for Specific body part treatment through stable output controller



Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(Khz)
320*480*250	25	120	110/220	50~60


Double treatments & effects on fat cells

- Function. 1 캐비테이션 효과(28Khz, 38Khz)
지방세포 파괴 및 지방과 셀룰라이트 분해 효과
- Function. 2 중주파 기능
근육운동을 통하여 분해된 지방을 노폐물 또는 다른 에너지로 전환
- Function. 3 온열효과
온열과 중주파를 동시에 조사함으로써 혈액순환 촉진
- Function 1. Cavitation Effect (28khz & 38khz)
Lipolysis & Cellulite treatment
- Function 2. Mid/low frequency Effect
Dissolution & drainage of fat by muscle movement
- Function 3. Thermal treatment Effect
Increase blood circulation by thermal & mid/low frequency



Body Contouring System

바디관리 시스템



바디컨투어 시스템은 저주파, 감압 시스템, 초음파 등이 결합된 바디케어를 위한 시스템이며 주로 슬리밍, 경락, 릴렉스 마사지 등의 역할을 해주는 장비이다

Body contouring system, which is to work with Mid/Low Frequency. Digital vacuum suction, Ultrasound, is effective for body slimming, meridian system and relaxing massage.

- 프리센스 III (감압 시스템, 멀티초음파)
- 에너제닉(에너지 마사지)
- 바디 갈바닉(저주파 슬리밍)
- PRESENCE III (Vaccum, Ultrasound)
- ENERGENIC(Low Frequency Energy Therapy)
- BODY GALVANIC(GALVANIC Slimming)

BODY GALVANIC

바디갈바닉

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
450*500*1000	25	35	110/220	50~60

갈바닉 전류를 이용한 셀룰라이트 관리 시스템

바디 갈바닉은 갈바닉 전류를 통해 지방과 셀룰라이트 감소를 주 목적으로 하며, 동시에 부드러운 피부를 가꾸는데 도움을 준다. 또한 전신 바디 순환을 촉진시키고, 탄력 있는 근육 조직을 형성하여 노화 방지의 효과 및 즉각적 바디라인을 만들어 준다.

Body Galvanic is targeting to decrease fat & cellulite and help skin smooth with pulsating currents. Also it postpones aging periods by increasing whole body circulation pace and tightening muscle tissue, therefore instantly you can see perfect body shape up.

- 5개 채널의 바디 갈바닉 시스템
- 피부 조직 연화와 근육 자극을 통한 안티 셀룰라이트 트리트먼트
- 시스템 프로그램을 통한 쉬운 사용 인터 페이스

- Body Galvanic system with 5 outlet channels.
- Anti Cellulites treatment through softening of skin tissue & muscle stimulation
- Easy user interfaces in systematic programs



PRESENCE III 프리센스 III

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
380*450*1100	35	120	220/110	50~60

균형잡힌 바디라인을 위한 감압시스템

프리센스III는 디지털 감압 시스템과 다중 초음파 시스템을 갖춘 최신의 장비이다. 감압 액세서리의 다양성으로 슬리밍 효과를 경험할 수 있으며 초음파 시스템은 특히 비만 관리와 피부 재생까지도 뛰어난 작용을 한다.

- 디지털 감압 시스템
- 멀티 초음파
- 2인동시 사용가능
- Digital vacuum system
- Multi Ultrasound
- Available two treatments at the same time

PRESENCE III is the newest device which has both the digital vacuum suction system and the multiple ultrasonic system that treats obesity and improves body contour. The variety in vacuum suction accessories enables you to experience valuable slimming effect and the ultrasonic system of the presenceIII has distinguished effects in treating obesity and regenerating the skin.

[OPTION]

- PRESENCE ULTRASOUND
: Ultrasound + Vacuum Suction
- PRESENCE RF
: R.F + vacuum suction
- PRESENCE Suction



에너제닉

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
450*500*1000	25	85	110/220	50~60

Energy Zone Therapy for total care.

수기에 의한 힘을 들이지 않고도, 체내의 부족한 에너지를 보충하고 기혈의 순환을 회복시키는데 탁월한 효과가 있는 에너제닉 피부미용 영역이 아닌 경혈, 경락의 한의사 관리 영역을 뛰어넘은 신개념의 "Energy Zone"

- Option 1: 교류 전류를 이용한 저주파 6개 채널 관리 시스템
- Option 2: 복부 히팅 프로그램 내장

Energenic realizes Energy Zone Therapy of a new concept which is beyond the treatment range of spots on the body for acupuncture and meridian pathway.

- Option 1. Low frequency system including 6 channels using alternating current
- Option 2. Built-in abdominal heating program

Effect of Energenic

- Accelerates blood circulation due to activation of metabolism
- Improves wrinkles and Lifts up facial tissue
- Accelerates burning of cellulite and excess body fat
- Promotes energy circulation through improved function of internal organ
- Strengthens and relaxes the muscles



Medical Skincare System

메디칼 스킨케어 케어 시스템



Medical skin care system is mainly for hospital & medical clinic which show instant regenerating effects. Special coated fractional electrodes & needles work effectively for trouble skins, wrinkles, and enlarged pores, curing various skin problems and showing beauty effects as well.

- 프락시스(프락셔널 R.F.)
- 마이크로셀Ⅱ(니들& 프락셔널 R.F.)
- 아쿠아젠Ⅱ(아쿠아필링&이온토포레시스 시스템)
- FRACSYS(Fractional R.F.)
- MICRO CELLⅡ (Needle R.F. & Fractional R.F.)
- AQUA GENⅡ (Aqua Peeling & Iontophoresis System)

FRACSYS 프락시스

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
320*500*1000	25	150	110/220	50~60


New Innovative Fractional RF

프락셔널 R.F 시스템

which is penetrated into dermis deeply, gives skin lifting improvement and rejuvenation effects in treated skin structure.

- Activation of rejuvenation function and lifting effect by collagen stimulation from dermis
- Improvement of blood circulation and pore clean by waste excretion by RF heating energy
- Balance and improvement of skin tone & texture from dull, pigmented acne skin

- RF Frequency : Bi-Polar, 1MHZ
- Work mode(Pulse) : 3max program(low, Mid, High)
- RF emission time : 10~60mS/50~90mS/80~160mS(5mS set-up)



MICROCELL II 마이크로셀 II

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
320*480*250	20	150	110/220	50~60

RF Needle & Fractional RF

니들 & 프락셔널 R.F 시스템

Effect of RF Needle

- Induce collagen formation and regeneration by wound healing system
- Minimize side effects by using insulated micro needle
- Tighten and firm the skin
- Regeneration of Destructed Collagen
- Improve the appearance of scars (acne, stretch marks)

Effect of FRACTIONAL RF

- Skin tone improve & Brightening
- Skin tightening & lifting
- Regeneration of acne skin
- Reduce wrinkles and fine lines
- Minimize skin pigmentation



AQUA GEN II 아쿠아젠 II

Size(mm)	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)	VACCUUM
200*400*200	9	80	220VAC	50~60	MAX:600mmHG


Aqua Peeling & Iontophoresis System

아쿠아젠 필링 & 이온토포레시스 시스템

Rivive your watery Skin with aqua peel treatment

Aqua Gen is a multi-type equipment has both aqua peeling and spray function. It is a lot gentler than crystal microdermabrasion or diamond dermabrasion as only water is used.

- Gentle peeling by AHA and BHA solution
 - Spray gun helps to be sprayed out 6 active components in a fine mist and penetrate deep into Skin.
- Excellent results for Acne Removal, Deep Cleansing of Epidermis, Skin Rejuvenation and Hydration



Special Skin Care System

스페셜 스킨케어 시스템



스페셜 스킨케어 시스템은 기본 스킨케어 장비를 넘어선 특별 케어 프로그램으로써, 다양한 종류의 필링과 냉동 및 온열 일렉트로포레이션 기능이 피부재생 및 리프팅 효과 뿐만 아니라 안티 에이징을 기대할 수 있다.

Special care system is unique face treatment program, which include various peelings and cryo & thermo electroporation and brings skin rejuvenation, lifting and anti-aging.

- 크라이오덤(냉동/히팅, 일렉트로포레이션)
- 스킨렉스(4종 트리트먼트 복합기)
- 아이셀(냉동/히팅, 일렉트로포레이션)
- CRYO_DERM(CRYO/THERMO, ELECTROPORATION)
- SKINLEX(BASIC SKIN CARE SYSTEM)
- I-CELL(CRYO/THERMO, IONTOPHORESIS)




CRYO-DERM

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
380*460*800	20	50	110/220	50~60

Cryo-Electroporation with Needle Free Meso Therapy


크라이오덤은 기존의 일렉트로포레이션의 장비보다 다양한 펄스와 sine waveform을 사용함과 동시에 냉온 요법이 추가되어 피부의 순환을 활성화시켜 제품의 활성성분을 2~3mm 깊이까지 침투시키고 혈관 수축을 통해 약물을 피하층에 더 오래 지속시키는 장비이다.

- CRYO/THERMO(-10~42℃)테라피 기능
- 일렉트로포레이션 기능
- 인젝션 펌프에 의한 솔루션 투입기능
- 바디/페이스도자 탈착 기능



Cryo_Derm has various pulse and sine waveforms adding cryo & thermal therapy systems comparing to other electroporation devices, so it activates the skin circulation and helps any active ingredients deliver into 2~3mm depth of the skin.

- Cryo / Thermo therapy
- Electroporation function
- Solution penetration by injection pump technology
- Replacement electrode for face & body



[Needle Free Meso Therapy]



SKINLEX 스킨렉스

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
450*450*900	20	85	110/220	50~60

4중 트리트먼트 시스템 Quad-Action Treatment System

4중 관리가 가능한 스킨렉스 트리트먼트 시스템은 기본 피부관리 뿐만 아니라 마이크로커런트(미세전류)를 이용한 리프팅 효과로 피부의 탄력과 주름예방을 기대할 수 있다.

"Skinlex" is not only for basic skin care, but also expects the lifting effect by micro current, therefore see skin tightening and wrinkle improvement.

- 스킨스크러버 기능
- 초음파 시스템(1Mhz)-바디/페이스
- 이온토포레시스 시스템
- 리프팅 기능(저주파)

- Skin Scrubber
- Iontophoresis
- Ultrasound for body & face
- Skin Lifting



아이셀

Size	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
350*450*200	8	50	110/220	50~60

냉동크라이오 시스템과 집중 스킨 리프팅 Cryo System With intensive skin lifting

안정적인 냉동 시스템을 통해 혈관 수축의 유발로, 활성 성분을 피하층에 장기간 지속시키며 -10℃까지 냉동 시술 요법으로 레이저 치료 후, 피부의 진정 및 재생 촉진에도 효과를 가져다 준다.

- 4Khz의 직류전류를 이용한 높은 침투력의 이온토포레시스
- 안정된 교류전류를 이용한 자극 최소화와 침투 극대화
- 4.3인치 모노 그래픽 LCD & 포터블 사이즈
- 업그레이드 된 열전반도체와 수냉식 쿨러 시스템으로 냉온관리의 완벽한 컨트롤

Adding cooling system, it can keep the solutions in longer time within the dermal layer by blood vessel contraction. It combines with laser treatments to give synergy effects for cooling on redness skin and also rejuvenation after laser treatments because of -10℃.

- Convenient treatment & best results using Cryo/Thermo system
- Min. Stimulation and Max. Penetration as using stable current
- 4.3inch LCD & Portable size for convenience
- Complete control Cryo/Thermo system by upgraded thermoelectric semiconductor & water cooler system



Mini Series Of Aesthetic Tech Design

Compatible & High-tech design for beauty & aesthetic equipments



미니 시리즈는 협소한 공간이나 소규모 스킨케어샵에 적용하기 편리하게 제작되었으며 이동이 편리하게 작고 가볍게 만들어진 제품이다. 특히 기능적인 측면에서 간편하면서 최대의 효율성을 높였으며 불필요한 기능을 제거함으로써 최대의 효과를 볼 수 있다

Mini series are designed to easily apply for the limited space or small Skin treatment shop.

So it is convenient to carry because of small size and light weight.

Especially, they are very simple and easy to use by removing unnecessary functions.

So it can be possible to achieve maximum efficiency.

- 마이크로 미니 (프랙셔널 니들 R.F.)
- 프락시스 미니 (프랙셔널 R.F.)
- 에코셀 미니 (고출력 지방분해 초음파)
- 아이셀 미니 (냉동/히팅, 리프팅)

- MICRO MINI (Needle Fractional R.F.)
- FRACSYS MINI (Fractional R.F.)
- ECHOCELL MINI (Ultrasound Cavitation)
- I CELL MINI (Cryo/Heat, Lifting)

MICRO MINI

Micro Needle RF System


Size(mm)	Weight(kg)	Power con.(w)	Input	Fre.(hz)
250*250*200	3	120	110/220	50~60

Micro Needle Fractional RF System

마이크로 니들프랙셔널 RF 시스템

Micro_cell RF delivers strong RF energy on dermis by injecting micro size needle. Micro_cell is the device that Fiberblast and Collagen fiber are stimulated through delivered RF energy which would improve wrinkle, strengthen elasticity and care for troubled skin.

- Brightening & Skin tone improvement
- Skin tightening & lifting
- Acne skin regeneration
- Wrinkles reduction & fine lines care



FRACSYS MINI

Fractional R.F System

Size(mm)	Weight(kg)	R.F Fre.(hz)	Input	Fre.(hz)
250*250*200	8	0.3Mhz	110/220	50~60

New Innovative Fractional RF

프랙셔널 RF 시스템

which is penetrated into dermis deeply, gives skin lifting improvement and rejuvenation effects in treated skin structure.

- Activation of rejuvenation function and lifting effect by collagen stimulation from dermis
- Improvement of blood circulation and pore clean by waste excretion by RF heating energy
- Balance and improvement of skin tone & texture from dull, pigmented acne skin

- RF Frequency : Bi-Polar, 1MHZ
- Work mode(Pulse) : 3max program(low, Mid, High)
- RF emission time : 10~60mS/50~90mS/80~160mS(5mS set-up)



ICELL MINI

Cryo & Thermal System by Electrophoresis

Size(mm)	Weight(kg)	Tem.(°C)	Input	Fre.(hz)
250*250*200	4	-10~45	110/220	50~60

One step solution for cooling & Electrophoresis

냉동크라이오 시스템과 집중 스킨 리프팅

I CELL has various pulse & sine waveforms adding cryo & thermal therapy systems comparing to other electroporation devices, so it activates the skin circulation and helps any active ingredients deliver into 2~3mm depth of the skin.

- Convenient treatment & best results using Cryo/Thermo system
- Min. Stimulation and Max. Penetration as using stable current
- Complete control Cryo/Thermo system by upgraded thermoelectric semiconductor & water cooler system



ECHO CELL MINI

28khz Cavitation


Size(mm)	Weight(kg)	Frequency(hz)	Input	Fre.(hz)
250*250*200	5	28Khz	110/220	50~60

Non Invasive Body Contouring System

고출력 지방분해 초음파

ECHOCELL brings up the best effectiveness for Body contouring & Sliming by breaking down adipocyte's cell membranes and dissolution of cellulite

- Maximum adipocyte dissolution & Cellulite reduction by 28khz low frequency Ultrasound
- Convenience for Specific body part treatment through stable output controller
- Easy seizable & convenient hand probe
- User friendly interface & simple design



PERSONAL SKIN CARE DEVICE

개인용 스킨케어 장비



개인용 스킨케어 장비는 사용자가 가정에서도 쉽게 전문적인 피부관리를 할 수 있도록 고안된 편리한 기능을 겸비한 휴대용 스킨케어 장비입니다.

Personal skin care equipment is a portable skin care device that combines advanced functions designed to make professional skin care easier at home

- 소노필 (초음파 페이스 복합기)
- 트라이젠 (트라이폴라R.F)
- 아이소지 (중·저주파,LED)
- 미스트로 (오토스프레이,저주파)
- SONOPEEL (Ultrasonic Skin Treatment)
- TRIGEN (Tripolar R.F)
- ISO-G (Medium, Low frequency,LED)
- MISTRO (Auto Spay, Low frequency)



SONOPEEL


Size(mm)	Weight(kg)	Power con.(w)	Fre.(hz)	Specification
49(W) 25(L) 165(H)	150g	5VDC 1A FULL CHARGE TIME MAX 40Min.	Output Frequency Scrubber: 24~270Hz ION: 555Hz MSG: 30Hz, 10Hz, 2Hz	LED WaveLength Red 630nm Blue 470nm

Sono Peel is a portable skincare device with five functions which is designed to enable users to do a professional skin treatment easily at home.

소노필은 사용자가 가정에서도 쉽게 전문적인 피부관리를 할 수 있도록 고안된 5가지의 기능을 겸비한 휴대용 스킨케어 장비

Functions of Sono Peel

- 1.Skin Scaling
- 2.Lifting
- 3.Iontophoresis
- 4.LED Therapy
- 5.Low Frequency Massage (Type of Gel patch)



TRIGEN

Size(mm)	Weight(kg)	Power con.(w)	Fre.(hz)	Specification
55(W) 40(L) 175(H)	120g	DC 5VDC 1A FULL CHARGE TIME MAX 1H	RF: 50~60V 1.2 MHz (20W) ION: 5,7~8V 600Hz (2mA)	LED WaveLength Red 630nm Blue 470nm

TRIPOLAR RF Technology
트라이폴라 고주파 시스템


Combination of Tripolar RF +Iontophoresis+Light (Red, Blue) Therapy
Skin Treatment with three functions.

Tripolar RF by high technology without spark

Solution for anti-aging and troubled skin

Function of TRIGEN

- 1.TRIPOLAR RF
- 2.IONTOPHORESIS
- 3.LED THERAPY
- 4.AMPOULE TREATMENT



ISO-G

Size(mm)	Weight(kg)	Power con.(w)	Fre.(hz)	Specification
55(W) 40(L) 175(H)	120g	DC 5VDC 1A FULL CHARGE TIME MAX 1H	Max 8V Min.5.7V Output Frequency MF:3,000~4,000Hz	LED WaveLength Red 630nm Blue 470nm

Medium, Low frequency,LED

중.저주파,LED 시스템

Functions of ISO-G

- 1.Medium, Low frequency
- 2.LED Color Therapy
- 3.Iontophoresis

Effect

1. Wrinkle improvement, Elasticity care, Lifting
2. Effective for Acne, Atopy and removing blemish, freckles, redness etc
3. Effective for trouble skin, dull skin, lighten skin's blemish. Promote Blood circulation, Soothing skin, sterilization of skin



MISTRO

Size(mm)	Weight(kg)	Power con.(w)	Fre.(hz)	Specification
65(W) 120(L) 210(H)	245g	5V DC 1A	1,000~2,000 Hz	1,000mA LED (RED BLUE) Max 8V Min.5.7V


It is made of household, portable equipment and can safely carry out self-skin care at home.

미스트로는 가정에서도 쉽게 피부관리를 할 수 있는 휴대용 피부관리 장비

Function and Effect of MISTRO

1. Auto Spray Function –Spray function of fine Ampoule, Shiny treatment
2. Medium-Low Frequency Function
 - Lifting care, Wrinkle Improvement
3. LED Color Therapy Function
 - Supply Energy, Providing Vitality, Soothing, Elasticity, Whitening
4. Iontophoresis Function
 - Moisturizing, Regeneration, Sebum & Exfoliation, Whitening, Prevention of Pigmentation, Blood circulation





26-29, Janggogae-ro 243beon-gil, Seo-gu, Incheon, Republic of Korea

TEL : 82-2-338-3789 www.cosmomd.co.kr

Total Asthetic devices and Medical Threading System Manufactured by COSMO C&T Korea

